

STERILE EO

BIO-SPONGE

COMPRESSAS NEUROCIRÚRGICAS

BIO-SPONGE

NEUROSURGICAL COMPRESSES

APRESENTAÇÃO

Contém dez compressas neurocirúrgicas, embaladas em duplo blister, devidamente esterilizadas.

Nas etiquetas externas há informações referentes ao prazo de validade e data de fabricação.

TAMANHOS

REF	TAMANHO	REF	TAMANHO
2030-1313	13x13mm	2030-1919	19x19mm
2030-1325	13x25mm	2030-2525	25x25mm
2030-1338	13x38mm	2030-2576	25x76mm
2030-1370	13x70mm	2030-3838	38x38mm

Tamanhos Especiais Sob Consulta

DESCRIÇÃO

As compressas neurocirúrgicas BIO-SPONGE são confeccionadas em fibra de poliéster de extrema pureza por um processo especial de entrelaçamento.

É utilizado um fio radiopaco para facilitar a verificação de contagem pós-cirúrgica.

INDICAÇÕES

Indicadas para proteção tecidual, incluindo tecido cerebral e outros tecidos do sistema nervoso central, durante a cirurgia.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar este produto caso a embalagem esteja danificada e/ou prazo de validade vencido.

Abrir assepticamente a embalagem após certificar-se que a dimensão é a correta. Este produto deve ser manipulado somente por pessoas habilitadas.

INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES

Utilizar procedimentos inseridos nas normas técnicas para neurocirurgias, usando sempre assepsia ao transferir as compressas ao campo estéril.

OB: Retire todas as compressas do suporte e coloque com os fios esticados sobre a mesa de instrumental e, conforme a necessidade, pegue uma peça de cada vez, evitando entrelaçamento dos fios.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este produto tem finalidade específica: neurocirurgia. Portanto, é contra-indicado para qualquer outro uso.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Antes do fechamento do campo cirúrgico, certifique-se de que foram retiradas todas as compressas neurocirúrgicas. Por segurança, utilize o Raio-X como auxílio neste procedimento.

GARANTIA

Garantimos a qualidade deste produto desde que sejam seguidas as instruções de uso aqui contidas.

Não nos responsabilizaremos por acidentes decorrentes do mau uso deste produto.

PRESENTATION

Contain ten (10) neurosurgical compresses in each pack wrapped in double blister, properly sterilized.

In the external labels there are information referring the period of validity and production date.

SIZES

REF	WIDTH	REF	WIDTH
2030-1313	13x13mm	2030-1919	19x19mm
2030-1325	13x25mm	2030-2525	25x25mm
2030-1338	13x38mm	2030-2576	25x76mm
2030-1370	13x70mm	2030-3838	38x38mm

Special Measures Under Consult

DESCRIPTION

The Neurosurgical Compresses BIO-SPONGE is assembled in fiber of polyester of extreme purity by a special process of interlacement.

A coating thread with barium sulfate is used to facilitate the post-surgical count.

INDICATIONS

Bio-SPONGE are compresses suitable to be used for tissue protection, including cerebral and other tissues of the central nervous system, during the surgery.

WARNINGS

Do not use this product in case the pack is damage and/or period of validity expired. Open aseptically the pack after certify the

FABRICADO POR

BIO MECANICA

www.biomecanica.com.br



BIOMECAÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.

Rua Luiz Pengo, 145, 1º Distrito Industrial, Cep. 17.212-811, Jaú/SP, Brasil

CNPJ 58.526.047/0001-73 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Fone: (14) 2104-7900, FAX: (14) 2104-7908 - www.biomecanica.com.br

Sistema de Qualidade Certificado
Quality System Certified
ISO 13485

Responsável Técnico / Technician in charge
Thais de Paula Buisquim - CRQ nº 04263035
RG ANVISA Nº: 1017110077
B002 - REV12 - 27032019

correct dimension.

Qualified people should only manipulate this product.

INSTRUCTIONS OF USE AND PRECAUTIONS

Use procedures inserted in the technical norms for neurosurgery, using asepsis always when transferring the compresses to the sterile field.

OBS: Retire todas las compresas del soporte e ponga con los hilos estirados sobre la mesa de instrumental de acuerdo con la necesidad, saque una pieza de cada vez, evitando entrelazamiento de los hilos.

CONTRAINDICATIONS

This product has specific purpose: neurosurgery. Therefore, is contra indicated for any other purpose.

UNDESIRABLE EFFECTS

Before closing the surgical field, certified that were removed all the neurosurgical compresses For safety, use X-Ray as aid in this procedure.

WARRANTY

We guaranteed the quality of this product since the user follow the instructions of use contained in this label
Biomechanica will not take the responsibility for current accidents of the bad use of this product.

PRESENTACIÓN

Contiene diez compresas neuroquirúrgicas, embaladas en doble blister, debidamente esterilizadas.

En las etiquetas externas hay informaciones referentes al plazo de validez y fecha de fabricación.

TAMAÑOS

REF	TAMAÑO	REF	TAMAÑO
2030-1313	13x13mm	2030-1919	19x19mm
2030-1325	13x25mm	2030-2525	25x25mm
2030-1338	13x38mm	2030-2576	25x76mm
2030-1370	13x70mm	2030-3838	38x38mm

Tamaños Especiales Sob Consulta

DESCRIPCIÓN

Las compresas neuroquirúrgicas BIOSPONGE son confeccionadas en fibra de poliéster de extrema pureza por un proceso especial de entrelazamiento.

Es utilizado un hilo radiopaco para facilitar la verificación de conteo posquirúrgico.

INDICACIONES

Indicadas para la protección tisular, incluyendo tejido cerebral y otros tejidos del sistema nervioso central, durante la cirugía.

ADVERTENCIAS

No utilizar este producto en caso de que el embalaje esté dañado y/o el plazo de validez esté vencido.

Abrir asépticamente el embalaje después

Certifíquese que la dimensión es la correcta. Este producto debe ser manipulado solamente por personas habilitadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Utilizar procedimientos insertados en las normas técnicas para neurocirugías, usando siempre asepsia al transferir las compresas al campo estéril.

OBS: Remove all the compresses of the support (brace, holder, buttress), and place them with the wires stretched on the instrument table, and according to necessity, take one piece at a time, avoiding the interlacement of threads.

CONTRAINDICACIONES

Este producto tiene finalidad específica: neurocirugía. Por lo tanto, es contraindicado para cualquier otro uso.

EFFECTOS INDESEABLES

Antes del cerramiento del campo quirúrgico, certifíquese de que fueron retiradas todas las compresas neuroquirúrgicas. Por precaución, utilice los Rayos-X como auxilio en este procedimiento.

GARANTÍA

Garantizamos la calidad de este producto desde que sean seguidas las instrucciones de uso contenidas en esta guía.

No nos responsabilizaremos por accidentes ocasionados por el mal uso de este producto.

FABRICADO POR

BIO MECANICA

www.biomechanica.com.br



BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.

Rua Luiz Pengo, 145, 1º Distrito Industrial, Cep. 17.212-811, Jaú/SP, Brasil

CNPJ 58.526.047/0001-73 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Fone: (14) 2104-7900, FAX: (14) 2104-7908 - www.biomechanica.com.br

Sistema de Qualidade Certificado
Quality System Certified
ISO 13485

Responsável Técnico / Technician in charge

Thais de Paula Busquim - CRQ nº 04263035

RG ANVISA Nº: 10171110077

B002 - REV12 - 27032019